

ThermoFront

Ficha Técnica

Características Generales del Termómetro Infrarrojo para frente, ThermoFront.

VentDepot pone a tu alcance el ThermoFront, es un Termómetro de Temperatura Infrarrojo sin contacto para la frente, mide de la temperatura corporal de una manera rápida, precisa y profesional.

El Termómetro Infrarrojo ThemoFront, puede almacenar 16 memorias para el análisis de datos.

Utiliza dos baterías AAA Incluidas

Apagado automático: 20 segundos sin operación.

Fácil de usar: funciona con un botón, muy fácil de usar.

Tiempo de medición: 1.5 segundo

Precisión: $\pm 0,2$ °C.

Distancia de medición: de 5-15 cm.

Color: Blanco.

Pantalla: LCD de 25mm x 28mm

Alarma de Colores: Cuando la temperatura corporal es normal, la luz de fondo es verde rango, luz de fondo amarilla para fiebre leve y luz de fondo roja para fiebre alta con un sonido de Bip, alertando.

Sin contacto, seguro y limpio; Recomendable usar de 5 a 15 cm lejos de la frente de la persona u objeto a medir.

El ThermoFront, viene con certificado de Calidad Q.A.

Aplicaciones del Termómetro Infrarrojo para frente, ThermoFront.

El Termómetro Infrarrojo ThemoFront, es adecuado para su uso y de gran utilidad en departamentos de mantenimiento, industrias fábricas, casas, escuelas, hospitales, comercios, edificios, etc. Independientemente de su uso corporal, también puede medir la temperatura de la superficie, habitación, agua de baño, alimentos, leche para bebés, entre otros.

Garantía del Termómetro Infrarrojo para frente, ThermoFront.

El Termómetro Infrarrojo ThemoFront, tiene garantía de 1 año sujeto a clausulas VentDepot.



<37.3°C



37.4°C < T < 38.0°C



>38.0°C

Características Técnicas del Termómetro Infrarrojo para frente, ThermoFront.

Clave	Cantidad	Rango de Temperatura	Distancia de Medición	Precisión	Pantalla	Colores de Fondo de la Pantalla			Tiempo de Respuesta	Baterías	Peso y Dimensiones con empaque de cartón en cm			
						Verde	Naranja	Rojo			kg	Base	Alto	Ancho
MXTFN-001	1 Pza.	32~42,5 °C (89,6~108,5 °F)	5-15 cm	$\pm 0,2$ °C	LCD	$\leq 37,3$ °C	37,4 - <38,0 °C	$\geq 38,0$ °C	1.5 seg.	2x AAA	0.200	11	17	6
MXTFN-002	2 Pzas.	32~42,5 °C (89,6~108,5 °F)	5-15 cm	$\pm 0,2$ °C	LCD	$\leq 37,3$ °C	37,4 - <38,0 °C	$\geq 38,0$ °C	1.5 seg.	2x AAA	0.400	11	17	12
MXTFN-003	3 Pzas.	32~42,5 °C (89,6~108,5 °F)	5-15 cm	$\pm 0,2$ °C	LCD	$\leq 37,3$ °C	37,4 - <38,0 °C	$\geq 38,0$ °C	1.5 seg.	2x AAA	0.600	11	17	18
MXTFN-004	4 Pzas.	32~42,5 °C (89,6~108,5 °F)	5-15 cm	$\pm 0,2$ °C	LCD	$\leq 37,3$ °C	37,4 - <38,0 °C	$\geq 38,0$ °C	1.5 seg.	2x AAA	0.800	11	17	24
MXTFN-005	5 Pzas.	32~42,5 °C (89,6~108,5 °F)	5-15 cm	$\pm 0,2$ °C	LCD	$\leq 37,3$ °C	37,4 - <38,0 °C	$\geq 38,0$ °C	1.5 seg.	2x AAA	1.000	11	17	30






ThermoFront

Ficha Técnica

Dimensiones del Termómetro Infrarrojo para frente, ThermoFront en mm.

Clave	A	B	C
MXTFN-001 a MXTFN-005	43	149	77



ThermoFront

Ficha Técnica

Galería de Imágenes del Termómetro Infrarrojo para frente, ThermoFront.



Ficha Técnica	Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Antonio García	Ninguna	Ficha Nueva	JD
V2	Miguel Juárez		Se pulveriza en 2, 3, 4 y 5 piezas, utiliza pilas AAA	Jessica L.

