

## Características Generales de los Collares Masajeadores Eléctricos, CerviRelax.

Los Collares Masajeadores Eléctricos CerviRelax, están diseñados para ofrecer una experiencia completa de alivio y cuidado para la columna de personas que sufren de diversos problemas cervicales. Este masajeador eléctrico de cuello utiliza masaje de presión de aire, compresa caliente de temperatura constante y fijación de doble tracción para estirar la columna cervical, corregir la curvatura de la columna cervical y proteger la salud de la columna cervical.

El masaje de presión de aire relaja profundamente la columna cervical, alivia el dolor de la columna cervical, reduce la fatiga y cuenta con 3 modos de masaje (modo de relajación, modo de estiramiento y modo fijo).

La compresa caliente equipada con calentamiento infrarrojo lejano de fibra de carbono, promueve eficazmente la circulación sanguínea y relaja los músculos.

Voltaje de funcionamiento: 5V

Corriente: 1A

Potencia Nominal: 5W

Temperatura de calentamiento: 3 niveles ajustables (Nivel 1: 45 °C; Nivel 2: 50 °C; Nivel 3: 55 °C).

Temporizador: 15, 20, 25, 30 minutos.

Tiempo de Carga: 2 horas.

Tiempo de Uso: 5-6 horas.

Fuente de alimentación: Cable Carga tipo USB-C.

Incluye: 1 masajeador CerviRelax, 1 cable USB con ajuste de niveles de calentamiento, 1 Manual de uso, 1 control remoto.

## Aplicaciones de los Collares Masajeadores Eléctricos, CerviRelax.

El CerviRelax puede ser un soporte potente y cómodo con una fácil tracción para distraer la presión sobre el músculo, el tejido nervioso y las fracturas menores de la columna cervical, aliviar el dolor de cuello y el entumecimiento, dolor cervical deformidad, dolor de cabeza, mareos, rigidez del cuello y fatiga, adecuado para lordosis cervical, alisado, anti-Arco y otras correcciones de tracción.

## Garantía de los Collares Masajeadores Eléctricos, CerviRelax.

Los Collares Masajeadores Eléctricos, CerviRelax cuentan con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.




## Características Técnicas Específicas de los Collares Masajeadores Eléctricos, CerviRelax.

Clave	Cantidad	Funcionamiento		Material	Ajustable	Temperatura de Calentamiento	Color	Tamaño	Peso g	Dimensiones con empaque (mm)		
		Voltaje	Corriente							Base	Alto	Ancho
<b>MXNSY-001</b>	1 Pza.	5V	1A	ABS	Si	45°C, 50°C y 55°C	Blanco y Negro	Unitalla	500	255	230	175
<b>MXNSY-002</b>	2 Pzas.	5V	1A	ABS	Si	45°C, 50°C y 55°C	Blanco y Negro	Unitalla	1000	255	230	175



<b>MXNSY-003</b>	3 Pzas.	5V	1A	ABS	Si	45°C, 50°C y 55°C	Blanco y Negro	Unitalla	1500	255	230	175
------------------	---------	----	----	-----	----	-------------------	----------------	----------	------	-----	-----	-----

Dimensiones de los Collares Masajeadores Eléctricos, CerviRelax en mm.			
Clave	A mm	B mm	C mm
MXNSY-001 a MXNSY-003	178	155	210



Galería de Imágenes de los Collares Masajeadores Eléctricos, CerviRelax.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Raul Ramirez	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

